

YKSILÖLLINEN FORMA[®] ABUTMENTTI

CAD/CAM TITAANI TAI KERAAMINEN

- Laatu
- Tarkkuus
- Monipuolisuus



YKSILÖLLINEN FORMA® ABUTMENTTI

CAD/CAM TITAANI TAI KERAAMINEN

Elysee Dental käyttää töissään alkuperäisiä proteettisia komponentteja. Kun halutaan yksilöllinen ratkaisu, on oma tuotemerkki Forma erinomainen ja edullinen ratkaisu.

Yksilöllisiä Forma jatkeita voidaan käyttää sekä ruuvikiinnitteisten että sementoitavien kruunujen ja siltojen alusrakenteina. Forma ratkaisut ovat yhteensopivia useimpien implanttivalmistajien kanssa.

Materiaalina voi olla esimerkiksi metallokeramia, zirkoniumoksidi, litiumdisiliikaatti (IPSe.max, VITA Suprinity®) tai yhdistelmämuovi (Lava™ Ultimate VITA Enamic®).

Implanttien kallistuskulma saattaa olla rajoitettava tekijä myös hybridijatkeiden kohdalla. Sopivalla yhdistelmällä saadaan ratkaisu, jossa kestävyys ja estetiikka yhdistyvät.

CAD/CAM -tekniikalla valmistetut Forma® pilarit (Ti luokka 5, TiAl6V4) tarjoavat mukautuvan ratkaisun sekä sementoitaville kruunulle ja silloille että ruuvikiinnitteisille rakenteille.

Käyttöalueet

Hybridijatkeet

- sementoitavien kruunujen ja siltojen alusrakenteet
- yksittäiset, ruuvikiinnitteiset kruunut*

Titaanijatkeet:

- sementoitavien kruunujen ja siltojen alusrakenteet
- yksittäiset, ruuvikiinnitteiset kruunut*

Valmistaja	Menetelmä	Versio	Pilari ja silta	Kallistus	Abutment
Nobel Biocare	NobelReplace® Replace Select™	NP	✓	40°	MUA
		RP	✓	40°	MUA
		WP	✓	40°	MUA
		6,0	—	40°	—
	NobelActive™ NobelReplace® CC	3,0	✓	30°	—
		NP	✓	40°	MUA
		RP	✓	40°	MUA
		NP	✓	30°	MUA
	Brånemark System®	RP	✓	40°	MUA
		WP	✓	40°	—
NNC		✓	30°	—	
Straumann	Tissue Level	RN	✓	40°	RN1.5 (048.601)
		WN	✓	40°	WN1.5 (048.603)
		NC	✓	30°	✓
	Bone Level	RC	✓	30°	✓
RC		✓	30°	✓	
Dentsply	AstraTech	3,0	✓	20°	✓
		3,5/4,0	✓	20°	UniAbutment
		4,0/5,0	✓	20°	20°/45°
	Frialit® XIVE®	3,4	✓	40°	MP Abutment
		3,8	✓	40°	
		4,5	✓	40°	
		5,5	✓	40°	
Ankylos®	C/X	✓	20°	—	
3i Biomet	Certain®	3,4	✓	30°	—
		4,1	✓	40°	—
		5,0	✓	40°	—
	External Hex	3,4	✓	40°	—
		4,1	✓	40°	—
		5,0	✓	40°	—
Zimmer	Tapered Screw-Vent®	3,5	✓	60°	—
		4,5	✓	60°	—
		5,7	✓	60°	—
Osstem	GS	Mini	✓	20°	—
		Standard	✓	20°	—
Camlog	Camlog	3,8	✓	40°	—
		4,3	✓	40°	—
		5,0	✓	40°	—

* Implantin asennosta ja kallistuskulmasta riippuen.

UUTTA!

Anodisoidut implanttijatkeet

Forma® CAD/CAM tekniikalla valmistetut titaanijatkeet voidaan anodisoida, jolloin pinnasta saadaan lämpimän kullan värinen.

Käyttöalueet

- Kun estetiikka on tärkeää
- Täyskeraamiset ratkaisut, joiden väri on vaalea tai keskivaalea (A2, A3, A3.5, B3, C1, C2, D2)
- Metalli kuultaa ohuen limakalvon läpi

Edut

- Peittää harmaan sävyn
- Edullinen ratkaisu, jolla saavutetaan esteettinen lopputulos

Kiinnitys

Kaikki jatkeet toimitetaan kiinnitysruuvien kanssa. Ruuvit kiinnitetään momenttiavaimella implanttivalmistajan ohjeita noudattaen.

